




**GUIDE D'INSTALLATION
ET D'UTILISATION**

**INSTALLATION
AND USER GUIDE**



FÉLICITATIONS

Vous venez d'acquérir l'appareil Wellbox®[S] et nous vous en remercions ! LPG SYSTEMS, leader mondial avec les soins endermologie®, vous permet désormais de bénéficier à domicile de ses années d'expertise en stimulation cellulaire.

Issue des technologies professionnelles des appareils LPG® (Cellu M6®), l'appareil Wellbox®[S] réactive naturellement les processus physiologiques responsables de la minceur et de la jeunesse. En seulement quelques minutes par jour, l'appareil Wellbox®[S] va révolutionner votre quotidien et réinventer vos gestes de beauté. L'appareil Wellbox®[S] est destiné au Grand Public, pour un usage privé uniquement, excluant donc toute utilisation à des fins professionnelles

Il vous reste maintenant à suivre les instructions fournies dans ce guide.

SOMMAIRE	Certificat de garantie	3
	Consignes de sécurité importantes	4
	Contre-indications	5
	Précautions d'utilisation	6
	Contenu de l'emballage	7
	Descriptif de l'appareil	8
	Descriptif du panneau de commandes	9
	Descriptif des têtes de soin	10
	Installation	12
	Alimentation	13
	Mise en marche	14
	Entretien	15
	Entretien des têtes Roll	16
Entretien des têtes Lift	17	
Un problème : que faire ?	18	
Caractéristiques techniques	19	

Lisez attentivement ce Guide d'installation et d'utilisation et conservez ces instructions pour consultation ultérieure.

CERTIFICAT DE GARANTIE pour WELLBOX®[S]



La présente garantie (la "Garantie") s'applique à tous les pays dans lesquels le produit Wellbox®[S] (le "Produit") aura été vendu sur le marché par LPG Systems ("LPG") ou un revendeur autorisé. LPG garantit que le Produit est, au moment de son achat originel, libre de tout défaut de matière, de conception et de fabrication sous réserve des dispositions et conditions suivantes :

1. La garantie est donnée à l'acheteur. Elle ne limite aucunement les droits de l'acheteur selon les dispositions impératives de la loi nationale applicable.

2. La garantie est valable pour autant que l'acheteur fournisse avec le produit la preuve originale de son achat, notamment facture, quittance, ticket de caisse, certificat de garantie délivré par LPG accompagné du ticket de caisse, preuve de paiement par carte de crédit si l'achat a eu lieu par Internet. La preuve d'achat doit contenir la date de l'achat, la désignation expresse du Produit ainsi que, le cas échéant, le numéro de série. LPG se réserve le droit de refuser la garantie gratuitement dans les cas où les documents mentionnés ci-dessus ne peuvent être présentés ou que les informations qu'ils doivent contenir se révèlent incomplètes ou illisibles.

3. La garantie n'est valable qu'en cas d'usage du produit à titre privé. Elle est exclue en cas d'usage professionnel ou si le produit a été loué à titre commercial.

4. La période de garantie légale est de deux (2) ans maximum à compter de la délivrance de l'appareil Wellbox®[S] à l'acheteur. La période de garantie peut être prolongée par une garantie commerciale jusqu'à quatre (4) ans si l'acheteur choisit l'option d'extension de garantie lors de l'achat de son appareil Wellbox®[S] neuf auprès de LPG.

5. Pendant la période de garantie, LPG réparera ou remplacera gratuitement, à sa seule discrétion et dans la limite des stocks disponibles, le produit défectueux. LPG restituera à l'acheteur le produit réparé ou un autre produit en bon état de fonctionnement. Toutes les pièces ou autre matériel qui auront été échangés deviendront la propriété de LPG.

6. La période de garantie d'un produit réparé ou remplacé ne sera ni prolongée ni renouvelée.

7. La garantie s'applique aux défauts apparus dans le cadre d'une utilisation du produit conforme au manuel d'utilisation. Elle ne couvre pas l'entretien ni la réparation ou le remplacement de pièces par suite d'usure normale ou de vieillissement du produit. De plus, la garantie ne s'applique notamment pas lorsque :

a. le défaut a été causé par le fait que le produit a été soumis : à une utilisation en contradiction avec le manuel d'utilisation, à un traitement brusque, à une exposition à une trop forte humidité, à des conditions thermiques ou d'envi-

ronnement extrêmes ou à des changements rapides de ces conditions, à une exposition à la corrosion, à l'oxydation, à des modifications ou des connexions non autorisées, à des réparations effectuées par des réparateurs non agréés ou par le acheteur lui-même, à des réparations effectuées avec des pièces de rechange non autorisées, à une mauvaise utilisation, à un type d'alimentation électrique non adapté, au non-respect des instructions de montage, à une installation erronée, à un accident, à des forces de la nature, au contact avec du liquide, à l'action de produits chimiques et à tous autres actes raisonnablement hors du contrôle de LPG ; À utiliser exclusivement sur peau sèche et propre. Ne pas utiliser ni liquide et/ou crème avec la Wellbox®[S].

b. LPG n'a pas été informée par l'acheteur du défaut dans les trente (30) jours suivant l'apparition du défaut pendant la période de garantie ;

c. Le produit n'a pas été rapporté à LPG dans les soixante (60) jours suivant l'apparition du défaut pendant la période de garantie ;

d. Le numéro de série du produit ou tout autre numéro d'identification ont été supprimés, effacés, abîmés, altérés ou ne sont plus lisibles ;

e. Le défaut résulte du fait que le produit a été utilisé avec un accessoire qui n'est pas fabriqué ou fourni par LPG.

8. L'acheteur s'engage à renvoyer le produit dans son emballage d'origine. LPG® n'assume aucune responsabilité en cas de dommage du produit dû à un transport dans un emballage inapproprié. LPG® se réserve le droit de demander une participation forfaitaire de l'acheteur aux frais d'envoi du produit.

9. La garantie constitue le seul et unique recours de l'acheteur contre LPG et la seule et exclusive responsabilité de LPG à l'égard de l'acheteur pour les défauts du produit. La garantie remplace toute autre garantie ou responsabilité, qu'elle soit orale, écrite, légale (dans la mesure où elle n'est pas impérative), contractuelle, quasi-délictuelle ou autre. LPG n'est pas responsable de dommages ou frais incidents, consécutifs ou indirects. Toute modification de la garantie requiert l'accord préalable écrit de LPG.

10. Conformément aux dispositions de l'article L111-4 du Code de la consommation, l'acheteur est informé que les pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'appareil Wellbox®[S] sont disponibles sur le marché pendant une période de trois (3) ans

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser l'appareil Wellbox®[S] en cas de contre-indications médicales, ni sans avoir lu attentivement ce chapitre et avoir consulté les précautions figurant dans ce guide.
- Si vous avez un doute quant à la compatibilité de votre état de santé avec l'utilisation de l'appareil Wellbox®[S], demandez conseil à votre médecin.
- L'appareil Wellbox®[S] peut être utilisé sur toutes les parties externes et saines du corps à l'exception des yeux, des oreilles, de la glotte, et des parties génitales. L'appareil Wellbox®[S] ne doit pas être utilisé sur les muqueuses, les mamelons, la colonne vertébrale ou sur tout grain de beauté suspect sans avis médical.
- En cas de grossesse, ne pas utiliser l'appareil sur les zones du ventre et du bas du dos. Certaines pathologies peuvent requérir l'avis de votre médecin.

Ne pas utiliser l'appareil Wellbox®[S] en cas de :

- Problèmes épileptiques
- Troubles de la coagulation du sang
- Problèmes cardiaques
- Douleurs ou rougeurs
- Fourmillements dans les membres
- Phlébites, varices ou si vous avez subi une intervention sur les veines depuis moins de 2 mois
- Fièvre, infection, inflammation, dermatose aigüe, plaies ouvertes, cicatrices récentes ou toute maladie grave et/ou évolutive.
- En cas de prise prolongée de médicaments (anti-inflammatoires, anticoagulants, antibiotiques et antihistaminiques), demander conseil à votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- L'appareil Wellbox®[S] ne peut être appliqué sur des zones enflées ou couperosées.

Interrompez le soin en cas de douleur inexplicée au niveau des mollets. Si des effets secondaires liés aux soins de l'appareil Wellbox®[S] apparaissent pendant ou après utilisation, consultez votre médecin et contactez le Service Client Wellbox®[S].

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- L'utilisation de l'appareil Wellbox®[S] ne doit jamais être douloureuse ou laisser de marques ; les rougeurs éventuelles ne doivent pas perdurer au delà de quelques secondes ou laisser de traces.
- Ne jamais utiliser l'appareil Wellbox®[S] sans son filtre de protection.
- Utiliser cet appareil uniquement tel que décrit dans ce guide. Utiliser uniquement les têtes de soin et accessoires fournis par la société LPG SYSTEMS.
- Ne pas utiliser de détergents, de solvants, de produits chimiques ou d'éponges abrasives pour nettoyer l'appareil Wellbox®[S]. Utiliser les lingettes fournies ou des lingettes imprégnées d'une solution bactéricide et fongicide.
- Ne jamais utiliser l'appareil Wellbox®[S] sur des bijoux ou des piercings.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à une altitude supérieure à 2000m.
- En condition d'utilisation normale, l'appareil doit être mis au repos 30 minutes entre 2 séances de 30 minutes.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement riche en Oxygène".
- L'appareil doit toujours être positionné de manière à ce que la prise secteur soit toujours facilement accessible.

Utiliser l'appareil Wellbox®[S] régulièrement permet de se sentir mieux; il est conseillé de ne pas interrompre trop longtemps son utilisation. Ne pas respecter les consignes et les recommandations d'utilisation risque de ne pas vous apporter les résultats souhaités. Ne pas utiliser Wellbox®[S] plus longtemps que le temps recommandé. Les résultats peuvent varier en fonction de votre âge, de votre mode de vie (activité sportive, alimentation, etc.) et de votre morphologie.

Attention :

Il est strictement interdit de modifier votre appareil sans l'autorisation de LPG SYSTEMS.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

L'appareil Wellbox®[S] est livré avec tout l'équipement nécessaire à la pratique régulière de multiples soins visage et corps.




L'emballage contient :

1. Une tête de soin Roll ③ à rouleaux motorisés.
2. Un jeu de 2 têtes de soin Roll ①②.
3. Un jeu de 2 têtes de soin Lift [1][2].
4. Un flexible de raccordement aux têtes.
5. Un bloc d'alimentation et quatre adaptateurs pays.
6. Deux outils de démontage pour têtes Lift [1][2].
7. Des filtres de rechange.
8. Des lingettes de nettoyage.
9. Des clapets de rechange pour les têtes Lift.
10. Un short guide.

⚠ Conservez l'emballage d'origine de l'appareil Wellbox®[S] pendant toute la durée de la garantie. Tout retour éventuel pendant cette période devra être effectué dans son emballage d'origine.

DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

L'appareil Wellbox®[S] est issu des techniques professionnelles LPG®. Celui-ci renferme toutes les technologies LIFT et ROLL nécessaires à la beauté de votre peau.



1. Panneau de commandes.
2. Flexible amovible pour raccordement de l'appareil à l'une des têtes de soin (voir p.31).
3. Connexion du flexible à l'appareil.
4. Rangement du jeu des quatre têtes ①② et [1][2] composé de deux têtes Roll et de deux têtes Lift.
5. Bouton d'ouverture du couvercle.
6. Tête de soin Roll motorisée ③.
7. Emplacement de rangement du flexible.
8. Bouchon d'accès au filtre de protection.
9. Filtre de protection accessible sous le bouchon (8).
10. Deux outils de démontage pour les têtes Lift.
11. Poignée de transport.
12. Emplacement de la connexion pour branchement du bloc d'alimentation.

DESCRIPTIF DU PANNEAU DE COMMANDES

Le panneau de commandes permet une utilisation simple et pratique de l'appareil Wellbox®[S]. Il possède une série de 8 boutons ainsi qu'un écran LCD affichant les différents paramètres à régler avant de commencer une séance de soin. Avec les touches du panneau de commandes, vous pouvez :



1. Mettre sous tension ou arrêter l'appareil
2. Débuter, suspendre ou arrêter le soin.
3. Régler la puissance du traitement
4. Sélectionner le programme de soin (continu ou rythmé).
5. Régler la durée du soin en minutes.

- Pour allumer votre appareil, appuyer sur .
- Pour démarrer, interrompre, reprendre ou annuler un soin, appuyer sur .
- Power : pour régler la puissance, appuyer sur ou selon le niveau souhaité de à .
- Select : pour sélectionner le programme de soin (continu ou rythmé), appuyer sur ou 4 programmes vous sont proposés :

Continu (pas de rythmicité)	rythmicité moyenne
rythmicité faible	rythmicité élevée
- Time : appuyer sur ou pour sélectionner la durée souhaitée (référez-vous au mode d'emploi pour déterminer la durée adaptée au soin que vous recherchez. Ne dépasser en aucun cas la durée maximale de 30 mn). Lors de toute nouvelle utilisation, l'appareil affiche 6 minutes par défaut.
- Lors des remises en marche suivantes, les valeurs des paramètres "Power" et "select" de l'utilisation précédente sont rétablies, la durée étant réinitialisée à 6 minutes.
- Lors du passage du programme rythmé au programme continu, la puissance diminue automatiquement. Elle reste inchangée lors du passage du programme continu au rythmé.
- De plus, les symboles et qui apparaissent à l'écran, vous indiquent le(s) type(s) de tête de traitement compatible(s) avec le soin programmé : Il n'est pas possible de combiner les têtes LIFT (visage) avec le programme rythmicité continue, puisque les clapets ne s'actionneraient pas.

Tête Roll	Tête Lift
-----------	-----------
- Rappuyer sur pour mettre Wellbox®[S] en mode OFF. Dans le cas d'une non utilisation de plus de 5 minutes, l'appareil passe automatiquement en mode "off".


Chaque appui sur une touche est confirmé par un bip.

DESCRIPTIF DES TÊTES DE SOIN

L'appareil Wellbox®[S] comprend un équipement complet de 5 têtes de traitement (3 ROLL et 2 LIFT). Afin de vous permettre d'avoir à tout moment la solution la plus adaptée au soin recherché et à la zone du corps à traiter.

3 têtes Roll ① ② ③

Chaque tête Roll est composée de lames d'étanchéité démontables.




1. Lames d'étanchéité démontables.
2. Rouleaux démontables.
3. Chambre de traitement.

Cette petite tête Roll(1) peut être utilisée pour les parties grasses du visage (double menton).



1. Lames d'étanchéité démontables.
2. Rouleaux démontables.
3. Bouton de blocage. Lorsque le bouton est enfoncé les rouleaux sont bloqués (mode continu), quand il est relâché les rouleaux sont libres de se rapprocher ou de s'écarter (rythmicité).
4. Chambre de traitement.

La tête Roll (2) est utilisée sur les bras, les genoux ou encore les mollets, selon la morphologie.



1. Gâchette d'inversion du sens de la marche des rouleaux motorisés indiquée par une flèche lumineuse.
2. Rouleaux motorisés.
3. Chambre de traitement.
4. Lames d'étanchéité démontables (derrière les pièces de protection).

Cette tête Roll (3) motorisée permet de traiter toutes les zones du corps.



INSTALLATION



Ouvrir l'appareil en appuyant sur le bouton poussoir situé à l'avant.




Ranger les quatre têtes de soin dans les emplacements prévus à cet effet. Chaque tête possède un emplacement dédié reconnaissable à son marquage.

Pour connecter le flexible au corps de l'appareil, procéder comme suit :



Insérer le flexible avec la flèche  (en relief) vers le haut comme indiqué sur la photo.

 Le flexible peut être raccordé indifféremment d'un côté ou de l'autre. Pour le déconnecter, tirer soigneusement dessus. Ne jamais tourner ou forcer le flexible.

Ensuite, vous pouvez connecter la tête de soin de votre choix au flexible :



Choisir l'une des têtes, puis la connecter au flexible en faisant coïncider les flèches présentes sur la tête et sur le flexible. Répéter cette opération chaque fois que vous désirez changer de tête de soin.



Après l'utilisation, le flexible se range aisément. Enroulez-le dans la goulotte prévue à ce effet comme indiqué sur la photo.


Pour une plus longue longévité de votre flexible, il est cependant recommandé de ne pas le laisser enroulé pendant une période prolongée.

ALIMENTATION

L'appareil Wellbox®[S] est fourni avec un boîtier d'alimentation comprenant :

- Un bloc d'alimentation secteur. Entrée 100-240 VAC, 50/60Hz - Sortie 24 VDC
- Quatre adaptateurs secteur

Pour connecter l'alimentation à votre appareil, procéder de la façon suivante :



1. Sélectionner l'adaptateur correspondant à votre pays et insérez-le à fond dans le logement du bloc d'alimentation prévu à cet effet.

Si la prise fournie pour votre pays ne correspond pas à votre prise secteur, veuillez consulter un électricien pour une solution adaptée.



2. Connecter le cordon d'alimentation à l'arrière de Wellbox®[S].



3. Brancher ensuite le bloc d'alimentation à une prise secteur murale. Un témoin lumineux signale que l'alimentation est sous tension.

 **Le boîtier d'alimentation fait partie intégrante de votre appareil. Il est interdit et dangereux de démonter ce boîtier ou d'utiliser une autre alimentation que celle fournie avec l'appareil.**

MISE EN MARCHÉ

⚠ Avant l'utilisation de votre appareil, nous vous conseillons de prendre connaissance des instructions d'installation.

1. Après avoir connecté l'alimentation (voir page 32), appuyer sur la touche pour mettre l'appareil sous tension. Le panneau de commandes s'allume. Avant de débuter le soin et selon les instructions de ce guide d'installation et d'utilisation, il vous faut sélectionner :

- la puissance (Power)
- le programme de soin continu ou rythmé (Select)
- la durée du soin (Time)

Lors de la 1ère utilisation, tous les paramètres de l'appareil sont à leur valeur initiale :

- Puissance minimum à . Appuyer sur pour augmenter la puissance.
- Programme d'aspiration en continu . Appuyer sur pour passer en rythmicité / / (faible / moyenne / élevée).
- Durée à 6' . Appuyer sur ou sur pour sélectionner la durée requise pour le soin.

2. Une fois votre soin choisi : brancher la tête de traitement correspondante, régler la puissance "Power" et sélectionner le programme de soin "Select".

3. Appuyer sur pour démarrer le soin. Si la tête Roll est connectée, au démarrage du soin, les rouleaux tournent en marche avant. Une flèche lumineuse indique le sens de déplacement de la tête. Actionner la gâchette afin d'en inverser le sens. La flèche lumineuse change également de sens (voir page 29).

4. Vous pouvez interrompre le soin à tout moment et le reprendre quand vous le souhaitez en appuyant sur .

5. Pour fermer l'appareil Wellbox®[S] après utilisation :

- Raccorder la tête Roll au flexible.
- Puis enrouler le flexible dans la goulotte prévue à cet effet (2 tours).
- Replacer ensuite la tête Roll dans l'emplacement qui lui est réservé à côté du panneau de commandes. Ranger les autres têtes dans leur emplacement dans le couvercle supérieur.

L'appareil Wellbox®[S] passe automatiquement en mode off après cinq minutes de non utilisation.

ENTRETIEN

À DÉCOUVRIR EN VIDÉO !

⚠ Pour des raisons d'hygiène mais aussi pour le maintenir en bon état de marche et garantir sa durée de vie, il est nécessaire de nettoyer régulièrement votre appareil. Vous devez le débrancher du secteur avant toute opération de nettoyage.

Changement du filtre de protection

L'appareil Wellbox®[S] comporte un filtre de protection qui garantit son bon fonctionnement. Lorsque ce filtre ne permet plus une utilisation correcte de votre appareil, il doit être remplacé. Il est préconisé de le remplacer une fois par mois environ.

Pour changer le filtre :

Débrancher l'alimentation de la prise murale.



Dévisser le bouchon d'1/4 de tour vers la gauche comme indiqué sur la photo, puis tirez-le vers vous.



Retirer le filtre usagé en le détachant du bouchon et jetez-le.



Remonter le filtre neuf (n'en mettre qu'un à la fois) en rabattant les 2 ergots puis replacer le bouchon.

ENTRETIEN DES TÊTES ROLL ① ② ③



⚠ Pour des raisons d'hygiène, le nettoyage des têtes de soin doit être effectué régulièrement avant et après chaque utilisation, têtes déconnectées, à l'aide des lingettes fournies ou de lingettes imprégnées d'une solution bactéricide et fongicide.

Pour nettoyer les têtes **Roll** ① ② :

1. Prendre la tête en présentant les rouleaux vers soi. Enlever les rouleaux en exerçant une pression vers l'extérieur.
2. Enlever la lame d'étanchéité de la chambre de traitement.
3. Nettoyer la chambre de traitement, la lame d'étanchéité, les rouleaux à l'aide d'une lingette.
4. Remettre en place la lame d'étanchéité dans son emplacement d'origine.
5. Remettre les rouleaux en exerçant une pression vers l'intérieur jusqu'à l'obtention d'un « clic ».



Pour nettoyer la tête **Roll** ③ :

1. En tenant la tête d'une main, déclipser les pièces de protection de chacun des rouleaux, puis les nettoyer à l'aide d'une lingette.
2. Retirer ensuite les 2 lames d'étanchéité en les sortant délicatement de leur encoche, puis les nettoyer soigneusement à l'aide d'une lingette.
3. Nettoyer la chambre de traitement et les rouleaux à l'aide d'une lingette.
4. Clipser les lames d'étanchéité sur les pièces de protection partie fourchue à l'intérieur. Insérer l'ensemble dans la tête. Exerçer une légère pression au niveau des encoches pour remettre le tout en place.



ENTRETIEN DES TÊTES LIFT [1] [2]



⚠ Pour des raisons d'hygiène, le nettoyage des têtes de soin doit être effectué régulièrement, avant et après chaque utilisation, têtes déconnectées, à l'aide des lingettes fournies ou de lingettes imprégnées d'une solution bactéricide et fongicide.

Pour nettoyer les têtes **Lift** [1] [2] :

1. Prendre la tête Lift [1] ou [2] et insérer l'outil [1] ou [2], spécifique à chaque tête, côté biseauté, dans l'orifice du clapet amovible jusqu'à l'obtention d'un « clic ».
2. Ressortir l'outil ; le clapet vient avec.
3. Retirer le clapet de l'outil pour le nettoyer soigneusement avec une lingette.
4. Prendre l'outil côté lisse et remettre en place le clapet sur l'outil.
5. Insérer le tout dans la tête de traitement jusqu'à venir en butée au fond de la tête.



UN PROBLÈME ? QUE FAIRE ?

⚠ Veuillez vérifier que vous avez bien suivi au préalable les instructions d'installation et d'utilisation (voir pages 23, 24 et 25).

En cas de fonctionnement anormal de votre appareil, et avant de contacter le Service Client Wellbox®[S], il est conseillé d'effectuer les contrôles suivants :

- Les précautions d'utilisation ont-elles été respectées ?
- L'appareil est-il raccordé au bloc d'alimentation ?
- Le bloc d'alimentation est-il conforme à l'utilisation de l'appareil ?
- L'adaptateur d'alimentation sélectionné correspond-il bien aux normes de votre pays ?
- Le bouton poussoir de mise sous tension a-t-il été actionné ?
- L'appareil Wellbox®[S] est-il resté inutilisé pendant cinq minutes ?
- L'afficheur s'allume-t-il ?
- Le filtre est-il propre et bien en place ?
- Le flexible n'est-il pas obturé ? Est-il correctement raccordé ?
- La tête de soin est-elle correctement raccordée au flexible ?
- Les pièces des têtes de soin (lames d'étanchéité, rouleaux, clapets) sont-elles correctement mises en place, propres et mobiles ?
- Le bouton de commande de la tête Roll ③ motorisée s'actionne-t-il sans efforts ?
- Pour des raisons de sécurité, ne démontez ni l'alimentation, ni l'appareil. Sinon, le bénéfice de la garantie ne pourra s'appliquer.

Une fois ces contrôles effectués, si le dysfonctionnement persiste, contactez le Service Client Wellbox®[S] ou un distributeur agréé en indiquant le numéro de série de l'appareil visible sur l'étiquette code à barre située sous l'appareil (par exemple : MM21 51571234) et sa durée de fonctionnement en heures (voir page 22).

- www.wellbox.fr
- Pour toute demande d'information ou réclamations écrites :
Service Client Wellbox®[S] +33 (0)4 75 78 69 00.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h.....	350 x 300 x 250 mm
Poids net	7,5 kg
Puissance absorbée.....	70 Watts
Appareil classe 3, durée maximale d'utilisation par séance.....	30 min
Temps nécessaire à l'échauffement de l'appareil Wellbox®[S] si elle est stockée à -25°C.....	9h00
Temps nécessaire au refroidissement de l'appareil Wellbox®[S] si elle est stockée à +70°C.....	18h00
Durée de vie de l'appareil Wellbox®[S].....	4 ans
T° max en surface de la tête Roll n°3:.....	42,5°C
T°max en surface des rouleaux de la tête Roll n°3:.....	44,5°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU BOÎTIER D'ALIMENTATION

Fabricant.....	Powerbox
Ref.....	EXM805121
Indice de protection.....	IP21
Classe de protection électrique.....	2
Caractéristiques électriques	
Entrée.....	100-240VAC 50/60Hz 1,4A
Sortie.....	24VDC 2,9A
Dépression maximum régulée.....	350mBar

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'UTILISATION

Température.....	+5°C à +40°C
Humidité relative.....	15% à 90% sans condensation
Pression atmosphérique.....	700hPa à 1060hPa (à utiliser dans un local normalement aéré).

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

Température.....	-25°C à +70°C
Humidité relative.....	90% à 50hPa (sans condensation)
Pression atmosphérique.....	500hPa à 1060hPa

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant toute installation et utilisation, il est vivement conseillé de prendre connaissance des instructions présentées dans ce chapitre.

DANGER : afin de réduire le risque d'électrocution :

- Vérifiez que la tension du réseau est conforme à la plage indiquée sur l'alimentation de l'appareil (100-240 VAC). Il doit être relié à une prise murale aux normes électriques en vigueur. Évitez de brancher l'appareil Wellbox®[S] sur une multiprise. Après chaque utilisation ou avant nettoyage, débranchez le système d'alimentation de l'appareil Wellbox®[S].
- Ne pas utiliser l'appareil Wellbox®[S] en prenant un bain ou une douche. Ne pas poser l'appareil Wellbox®[S] sur une surface humide ou instable ou à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'un évier. Utiliser l'appareil Wellbox®[S] dans un endroit sec. Éviter toute projection d'eau sur l'appareil Wellbox®[S]. Ne pas toucher un appareil qui serait tombé dans l'eau. Débrancher immédiatement l'alimentation. Ne pas passer le flexible sous l'eau. Ne pas utiliser l'appareil Wellbox®[S] en extérieur.
- Ne pas faire tomber ou insérer d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas aspirer de corps solide ou liquide avec l'appareil Wellbox®[S].
- L'appareil doit toujours être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures :




















- Ne pas utiliser l'appareil sous une couverture ou similaire. Une chaleur excessive peut se produire et provoquer un incendie, un choc électrique, ou blesser une personne.
- Ne jamais utiliser l'appareil s'il y a un câble ou une connexion endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou est tombé dans l'eau. Dans ces cas, contacter le Service Client Wellbox®[S].
- Ne pas porter ou déplacer l'appareil par son couvercle, ses câbles ou flexible ou les utiliser comme poignée de transport. Ne pas faire tomber l'appareil Wellbox®[S]. Ne pas secouer ou heurter l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil Wellbox®[S] sans avoir relié au préalable le flexible aux têtes. Maintenir les câbles et flexible loin d'une source de chaleur. Ne pas utiliser l'appareil lorsque la température ambiante est supérieure à 40°C.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsque des produits aérosols (spray) ont été utilisés ou lorsque de l'oxygène est administré.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est connecté. Pour mettre hors tension l'appareil, appuyer sur le bouton poussoir marche/arrêt, puis débrancher l'alimentation AC/DC de la prise secteur.
- Ne pas ouvrir ou démonter l'appareil.


Étiquette d'identification



Étiquette d'identification "type" sujette à modification pour tenir compte des évolutions de l'appareil et du type de Wellbox. L'étiquette présente au bas de votre Wellbox est la version approuvée.

Description des symboles

	Courant alternatif		Fragile, à manipuler avec précaution
	Courant continu		Maintenir à la verticale
	Attention, consulter les documents d'accompagnement		Stocker à l'abri des intempéries
	Standby, passage du mode veille à la mise sous tension		Limites de température
	Avis		Limites d'humidité relative
	Tension dangereuse		Emballage recyclable, il fait l'objet d'une consigne de tri
	Ce pictogramme signifie que votre appareil a été mis sur le marché après le 13 août 2005.		Emballage recyclable
Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux déchets électroniques, votre appareil comporte des composants qui ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères classiques et doit faire l'objet d'une collecte sélective. Lorsque votre appareil arrive en fin de vie, vous devez le remettre à un point de collecte approprié ou l'apporter à votre distributeur. Vous ferez ainsi un geste pour l'environnement et contribuerez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.			Consulter les documents d'accompagnement
			N'utiliser qu'à l'intérieur
			Polarité du connecteur d'alimentation
			Double isolation
			Appareil de classe 3

 Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de l'appareil.

Lire attentivement ce Guide d'installation et d'utilisation et le conserver.



CONGRATULATIONS

Thank you for your purchase of Wellbox®[S]! LPG SYSTEMS, the world leader in cell stimulation with endermologie® care treatments, is delighted to share its years of expertise in cellular stimulation with you. Based on LPG® professional technologies (Cellu M6®), the Wellbox®[S] device naturally reawakens the physiological processes responsible for slimming and youth. In just a few minutes per day, the Wellbox®[S] device will revolutionise your beauty routine.

Simply follow the instructions provided in this guide.

SUMMARY

Warranty certificate	3
Important safety information	4
Contraindications	5
Precautions	6
Package contents	7
Description of the machine	8
Control panel description	9
Treatment heads description	10
Installation	12
Power supply	13
Starting-up	14
Maintenance	15
Roll heads maintenance	16
Lift heads maintenance	17
What to do if you have a problem?	18
Technical specifications	19



Read this Installation and Operators Guide carefully and keep these instructions for future reference.

WARRANTY CERTIFICATE for the WELLBOX®[S] device

THIS WARRANTY (THE "WARRANTY") APPLIES TO ALL COUNTRIES IN WHICH THE WELLBOX (THE "PRODUCT") IS SOLD ON THE MARKET BY LPG® SYSTEMS ("LPG") OR AN AUTHORISED RETAILER. LPG GUARANTEES THAT, AT THE TIME OF ITS ORIGINAL PURCHASE, THE PRODUCT IS FREE FROM ALL DEFECTS IN MATERIALS, DESIGN OR MANUFACTURE, SUBJECT TO THE FOLLOWING PROVISIONS AND CONDITIONS:

1. THE WARRANTY IS GIVEN TO THE END PURCHASER OF THE PRODUCT (THE "CUSTOMER"). IT IN NO WAY AFFECTS THE RIGHTS OF THE CUSTOMER WITH REGARDS TO APPLICABLE MANDATORY PROVISIONS OF THE NATIONAL LAW, NOR THE RIGHTS OF THE CUSTOMER WITH REGARD TO THE RETAILER/DISTRIBUTOR OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH THEIR CONTRACT.

2. THE WARRANTY IS VALID INsofar AS THE CUSTOMER PROVIDES, ALONG WITH THE PRODUCT, THE ORIGINAL PROOF OF PURCHASE, NAMELY THE INVOICE, BILL, TILL RECEIPT OR WARRANTY CERTIFICATE ISSUED BY AN AUTHORISED RETAILER, TOGETHER WITH A TILL RECEIPT OR PROOF OF PAYMENT BY CREDIT CARD IF THE PURCHASE WAS MADE ON THE INTERNET. THE PROOF OF PURCHASE MUST SHOW THE DATE OF PURCHASE, THE EXACT NAME OF THE PRODUCT AS WELL AS, IF NECESSARY, THE NAME OF THE AUTHORISED RETAILER AND THE SERIAL NUMBER. LPG RESERVES THE RIGHT TO REFUSE TO ACCEPT THE WARRANTY IN THE EVENT THAT THE AFOREMENTIONED DOCUMENTS CANNOT BE PRODUCED OR THE INFORMATION THAT THEY ARE REQUIRED TO CONTAIN IS INCOMPLETE OR ILLEGIBLE.

3. THE WARRANTY IS ONLY VALID FOR PERSONAL USE OF THE PRODUCT. IT IS NOT VALID IN THE EVENT OF PROFESSIONAL USE OR IF THE PRODUCT HAS BEEN RENTED FOR COMMERCIAL USE.

4. THE WARRANTY PERIOD IS A MAXIMUM OF 2 (TWO) YEARS FROM THE DATE THE ORIGINAL CUSTOMER BOUGHT THE PRODUCT FROM LPG OR AN AUTHORISED RETAILER (THE "WARRANTY PERIOD"), WITHOUT EXCEEDING DURING THIS PERIOD OF TIME 500 HOURS OF USE, THAT IS TO SAY, 5000 SESSIONS OF 6 MINUTES. TO CONTROL THE NUMBER OF HOURS OF USE, SWITCH OFF THE DEVICE LEAVING IT CONNECTED AND PRESS SIMULTANEOUSLY POWER (+), TIME (-) AND (start/stop) DURING TWO SECONDS. REPEAT THE SAME OPERATION TO SWITCH OFF THE DISPLAY.

5. DURING THE "WARRANTY PERIOD", LPG WILL REPAIR OR REPLACE THE DEFECTIVE PRODUCT FREE OF CHARGE, AT ITS SOLE DISCRETION AND WHILE STOCKS ARE AVAILABLE. LPG WILL RETURN THE REPAIRED PRODUCT OR ANOTHER PRODUCT IN FULL WORKING ORDER TO THE CUSTOMER. ALL PARTS OR OTHER EQUIPMENT WHICH HAS BEEN EXCHANGED WILL BECOME THE PROPERTY OF LPG.

6. THE "WARRANTY PERIOD" FOR A REPAIRED OR REPLACED PRODUCT WILL NEITHER BE EXTENDED NOR RENEWED.

7. THE WARRANTY APPLIES TO DEFECTS THAT ARISE IN THE USE OF THE PRODUCT IN COMPLIANCE WITH THE INSTALLATION AND USER GUIDE.

IT DOES NOT COVER MAINTENANCE, REPAIR OR REPLACEMENT OF

PARTS WHICH HAVE BECOME WORN AS A RESULT OF FAIR WEAR AND TEAR OR AGEING OF THE PRODUCT. FURTHERMORE, THE WARRANTY DOES NOT APPLY WHEN:

a. THE DEFECT WAS CAUSED BY THE FACT THAT THE PRODUCT WAS SUBJECTED TO: USE IN CONTRADICTION WITH THIS INSTALLATION AND USER GUIDE, ROUGH HANDLING, EXPOSURE TO EXCESSIVE MOISTURE, EXTREME THERMAL OR ENVIRONMENTAL CONDITIONS, OR RAPID CHANGE IN SUCH CONDITIONS, EXPOSURE TO CORROSION, OXIDATION, UNAUTHORIZED MODIFICATIONS OR CONNECTIONS, UNAUTHORIZED REPAIRS OR REPAIRS PERFORMED BY THE CUSTOMER HIMSELF, REPAIRS PERFORMED WITH UNAUTHORIZED SPARE PARTS, MISUSE, IMPROPER POWER, NONCOMPLIANCE WITH THE INSTALLATION INSTRUCTIONS, INCORRECT INSTALLATION, AN ACCIDENT, FORCES OF NATURE, CONTACT WITH LIQUID, THE ACTION OF CHEMICAL PRODUCTS, AND OTHER ACTS THAT ARE REASONABLY BEYOND THE CONTROL OF LPG ;

b. LPG OR THE AUTHORISED PRODUCT RETAILER HAVE NOT BEEN INFORMED OF THE DEFECT BY THE CUSTOMER WITHIN THIRTY (30) DAYS FOLLOWING ITS OCCURRENCE DURING THE "WARRANTY PERIOD";

c. THE PRODUCT HAS NOT BEEN RETURNED TO LPG OR THE AUTHORISED PRODUCT RETAILER WITHIN SIXTY (60) DAYS FOLLOWING OCCURRENCE OF THE DEFECT DURING THE "WARRANTY PERIOD";

d. THE PRODUCT SERIAL NUMBER OR ANY OTHER IDENTIFICATION NUMBER HAS BEEN REMOVED, ERASED, DAMAGED, ALTERED OR IS NO LONGER LEGIBLE;

e. THE DEFECT HAS BEEN CAUSED BY THE PRODUCT BEING USED WITH AN ACCESSORY WHICH IS NOT MANUFACTURED OR SUPPLIED BY LPG.

8. THE CUSTOMER UNDERTAKES TO RETURN THE PRODUCT IN ITS ORIGINAL PACKAGING. LPG DOES NOT ACCEPT ANY LIABILITY IN THE EVENT OF DAMAGE TO THE PRODUCT DUE TO TRANSPORTATION IN UNSUITABLE PACKAGING. LPG RESERVES THE RIGHT TO REQUEST THE CUSTOMER TO PAY A FIXED CHARGE FOR THE COST OF TRANSPORTING THE PRODUCT.

9. THE WARRANTY IS THE CUSTOMER'S ONLY RECOURSE AGAINST LPG AND LPG'S ONLY AND EXCLUSIVE LIABILITY TOWARDS THE CUSTOMER FOR PRODUCT DEFECTS. THE WARRANTY REPLACES ANY OTHER WARRANTY OR LIABILITY, WHETHER VERBAL, WRITTEN, LEGAL (INsofar AS IT IS NOT MANDATORY), CONTRACTUAL, LIABILITY FOR NEGLIGENCE OR OTHER. LPG IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES OR COSTS. ANY MODIFICATION TO THE WARRANTY REQUIRES THE PRIOR WRITTEN AGREEMENT OF LPG. THE WARRANTY IS SUBJECT TO FRENCH LAW, UNLESS OTHERWISE PROVIDED FOR BY THE MANDATORY LEGAL REQUIREMENTS OF THE PLACE OF RESIDENCE OR REGISTERED OFFICE OF THE CUSTOMER.

10. TO ACTIVATE YOUR WELLBOX WARRANTY, VISIT WWW.WELLBOX.COM

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Before any installation and use, you are strongly advised to read the instructions presented in this chapter.

DANGER : To reduce the risk of electric shock:

- Check that the voltage is consistent with the range indicated for the unit's power (100-240 VAC). It must be connected to a wall outlet in accordance with your country's specific standards. Avoid connecting the Wellbox®[S] device on multiple socket outlets. After each use and before cleaning, unplug your Wellbox®[S] device from the outlet.
- Do not use the Wellbox®[S] device while taking a bath or shower. Do not place the Wellbox®[S] device on a wet or unstable surface or near a bathtub, shower, or sink. Use the Wellbox®[S] device in a dry location. Avoid allowing any water to splash into the Wellbox®[S] device. Do not touch a device that has fallen into the water. Immediately disconnect the power. Do not allow the hose to pass through water. Do not use the Wellbox®[S] device outdoors.
- Do not drop or insert objects in the openings of the device. Do not allow any solid object or liquid to be sucked into Wellbox®[S].
- The device must be powered only under the very low safety voltage corresponding to the marking of the device.
- The device should always be used only with the supplied power supply.

WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury: The device should always be used only with the supplied power supply.

- Do not use the device under a blanket or similar item. Excessive heat can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Never use the device if it has a damaged cable or plug, if it does not work properly, if it has been dropped or damaged, or if it has fallen into water. In these cases, please contact the Wellbox®[S] Customer Service.
- Do not carry or move the device by its top cover, cables, or hose, or use it as a handle for transport. Do not drop the Wellbox®[S] device. Do not shake or strike the unit.
- Do not use the Wellbox®[S] device without having first connected the hoses to the heads. Keep cables and hoses far from sources of heat. Do not use the device when the temperature of the room is above 40°C.
- Do not use the device after using aerosol (spray) products or when oxygen is being administered.
- The device should not be left unattended while plugged in. To turn off the device, press the on/off button and then disconnect the AC/DC power from the outlet.
- Do not open or disassemble the device.

CONTRAINDICATIONS

- Do not use the Wellbox®[S] device if there are any contraindications or without having carefully read this section and reviewed the precautions appearing in this guide.
- If you have any concerns about the compatibility of your health and the use of the Wellbox®[S] device, consult your doctor.
- The Wellbox®[S] device can be used on all healthy external parts of the body, with the exception of the eyes, ears, glottis, and genitals. The Wellbox®[S] device should not be used on mucus membranes, nipples, the spinal column, or any suspicious moles without medical advice.
- In case of pregnancy, do not use the device on the areas of the abdomen and lower back. Some conditions may require the advice of your doctor.

Do not use the Wellbox®[S] device on individuals with:

- Epilepsy problems
- A blood clotting disorder
- Heart problems
- Pain or redness
- Tingling in the limbs
- Phlebitis, varicose veins, or who have undergone a procedure involving the veins within the previous two months
- Fever, infection, inflammation, acute dermatitis, open wounds, recent scars, or any serious and/or progressive illness.
- For patients with a prolonged use of medications (anti-inflammatories, anticoagulants, antibiotics, and antihistamines), please consult your doctor before using this device.
- The Wellbox®[S] device cannot be used on swollen areas or areas affected by rosacea.

Discontinue treatment if unexplained pain is experienced in the calves. If side effects related to the Wellbox®[S] device treatments appear during or after use, please consult your doctor and contact the Wellbox®[S] Customer Service.

PRECAUTIONS

- Using the Wellbox®[S] device should never be painful or leave marks. Any redness should not last longer than a few seconds or leave traces.
- Never use the Wellbox®[S] device without its protective filter.
- Use this appliance only for its intended use as described in this guide. Use only the treatment heads and accessories provided by LPG SYSTEMS.
- Do not use detergents, solvents, chemicals, or abrasive sponges to clean the Wellbox®[S] device. Use the supplied wipes or wipes soaked in a bactericide and fungicide solution.
- Never use the Wellbox®[S] on jewelry or piercings.
- Do not operate the device at an altitude above 2,000 m.
- In normal use, the device must be stopped for 30 minutes between each 30-minute session.

Using the Wellbox®[S] device regularly makes you feel better; it is recommended that its use is not interrupted for too long periods. Failure to follow the instructions and recommendations for use may not provide the desired results. Do not use the Wellbox®[S] device for longer than the recommended time. If your symptoms persist, consult your doctor. Results can vary according to age, lifestyle (sports activity, diet, etc.), and morphology.

Do not use the device in an environment rich in Oxygen .


The device must always be positioned so that the mains socket is always easily accessible.

Warning:

It is strictly forbidden to modify the device without the authorization of LPG SYSTEMS.


PACKAGE CONTENTS

The Wellbox®[S] device comes with all of the equipment needed for regular multiple face and body treatments.




The package contains:

1. One Roll treatment head ③ with motorized rollers.
2. A set of two Roll treatment heads ① ②.
3. A set of two Lift treatment heads [1] [2].
4. A connecting hose for the heads.
5. A power supply and four country specific adapters.
6. Two disassembly tools for the Lift heads [1] [2].
7. Replacement filters.
8. Cleaning, antiseptic disposable wipes.
9. Replacement flaps for Lift heads.
10. This Installation and User Guide.

 Keep the original packaging for your Wellbox®[S] device for the entire length of the warranty. Any returns during this period must include the original packaging.

DESCRIPTION OF THE MACHINE

The Wellbox®[S] device is the first at-home device developed by LPG SYSTEMS and inspired by its experience in cell stimulation. The device contains the control panel, one Roll treatment head ③ and the connecting hose. The top cover allows some storage space for a set of four different treatment heads and closes the machine after use.











1. Control panel.
2. Detachable hose to connect the heads to the machine [see p. 13].
3. Hose connection to the machine.
4. Storage for the set of four heads ① ② and [1][2] two Roll heads and two Lift heads.
5. Cover-opening button.
6. Motorized Roll treatment head ③.
7. Connecting hose storage space.
8. Protection filter access plug.
9. Protection filter, accessible under the access plug (8).
10. A short guide

CONTROL PANEL DESCRIPTION

The control panel makes the Wellbox®[S] device simple and easy to use. It has a series of eight buttons and an LCD screen showing the different parameters to be adjusted before beginning a treatment session. Using the control buttons you may:











1. Turn the machine On or Off.
2. Start, Hold or Stop the treatment.
3. Select the power level of the treatment.
4. Select the treatment program (continuous or rhythmic mode).
5. Set the duration of the treatment in minutes.

- To turn your machine on or off, press .
- To start, stop, resume or cancel a treatment, press .
- Power: to select the power level, press  or  according to the level chosen from  to .
- Select: to select the treatment program (continuous or rhythmic mode), press  or .

Four programs are offered:

- | | |
|--|---|
|  No rhythm |  Medium rhythm |
|  Low rhythm |  High rhythm |

- Time : press on  or  to select the desired duration (refer to the instructions to determine the adapted duration for the care that you are seeking. In any event, do not exceed the maximum duration of 30 min). During any new use, the device displays 6 minutes  by default.
- On subsequent restarts, the values of the "Power" and "Select" parameters are re-established.
- When changing from the rhythmic program to the continuous program, the power reduces automatically. It remains unchanged when changing from continuous to rhythmic program.
- Moreover, the symbols  and  displayed on the screen, indicate the treatment head(s) compatible with your programmed treatment:
 Roll head  Lift head
- Press  to turn the Wellbox®[S] off. If not used for more than 5 minutes, the system automatically switches "off".

 Each pressure of a button is confirmed with a beep.


DESCRIPTION OF THE TREATMENT HEADS

The Wellbox®[S] device comes with five complete treatment heads. You are thus guaranteed to have, at all times, the most suitable solution for the treatment required and for the body area to be treated.

3 Roll heads ① ② ③

Each **Roll** head includes removable seals.

Roll head ①



1. Removable seals.
2. Removable rollers.
3. Treatment chamber.

Roll head ②




1. Removable seals.
2. Removable rollers.
3. Locking knob.

When the knob is pressed in, the rollers are locked (continuous mode), when it is released , the rollers are free to move in or out (rhythm).

4. Treatment chamber.

Roll head ③



1. Motorized rollers reversal lever indicated with a lit arrow.
2. Motorized rollers.
3. Treatment chamber.
4. Removable seals. (behind the protective parts).



DESCRIPTION OF THE TREATMENT HEADS


2 Lift heads ① ②



Lift head ①
with removable flaps



Lift head ②
with removable flaps.



Two specific disassembly tools
i.e. one for each head.

INSTALLATION



Open the device by pressing on the button located in front.



Store the four treatment heads in the locations specifically designed for that purpose. Each head's dedicated storage area is indicated with a pictogram.

To connect the hose to the machine, do as follows:



Insert the hose with the arrow (in relief) upwards, as indicated in the photo.

The connecting hose may be joined on either side. To disconnect it, pull carefully. Never turn or force the connecting hose.

Then, you may connect the treatment head of your choice to the hose:



Choose one of the heads and then connect it to the hose by lining up the arrows on the head and hose. Repeat this process whenever you want to change the treatment head.



After use, the hose is easily stored by coiling it in the designed area, as shown in the picture.


To increase the life expectancy of your flexible hose, it is recommended though not to leave it rolled up during a prolonged period.

POWER SUPPLY

The Wellbox®[S] device is supplied with a power supply box that contains:

- A main power supply. Input 100-240 VAC, 50/60Hz – Output 24 VDC
- Four power socket adapters

To connect your machine, do as follows:



1. Select your country's specific adapter and fit it onto the power supply.

If the adapter provided does not fit into your outlet, consult an electrician to identify the proper solution.



2. Insert the male jack into the female socket located at the rear of Wellbox®[S].



3. Connect the power supply to a wall outlet. The green mains LED will be illuminated.

The website mentioned on the box is inactive. Please visit www.wellbox.com



THE POWER SUPPLY IS AN INTEGRAL PART OF YOUR DEVICE.

It is prohibited and dangerous to disassemble the power supply or use a power supply other than the one provided with the device.

STARTING UP

⚠ Before using the Wellbox®[S] device, we recommend reading the installation instructions.

1. After connecting the power (see page 14), press the button to turn on the device. The control panel lights up. Before starting the treatment and according to the instructions in this Installation and User Guide, you must select:

- The intensity (Power)
- The continuous or rhythmic treatment program (Select)
- The duration of treatment (Time)

When you use the machine for the first time, all parameters are set at the lowest values:

- Minimum intensity at . Press on to increase
- Suction mode on Continuous . Press on to switch to rhythmic mode / / (low/medium/high).
- Time at 6' . Press or to select the required duration for treatment.

2. Select the head to use and then adjust the power settings, continuous or rhythmic program, and duration by referring to the Instructions poster.

3. Press to start the treatment. If the Roll head is connected, the rollers are moving forward when the treatment begins. A lit arrow indicates the head's moving direction. Press the trigger to reverse the direction. The lit arrow will also change (see page 11).

4. You can interrupt the treatment at any time and resume when you want by pressing .

5. To close the Wellbox®[S] device after use:

- Connect the Roll head to the hose.
- Roll the hose into the tube designed for this purpose (twice around).
- Place the Roll head in the location next to the control panel. Store the other heads in their location in the top lid.

Your Wellbox®[S] device automatically turns off after five minutes of non-use

MAINTENANCE

⚠ It is important to clean your machine regularly, for hygienic reasons, to keep it in good working order and guarantee the length of its useful life. Disconnect the machine before any cleaning operation.

Changing the protection filter

The Wellbox®[S] device contains a protective filter. It is recommended that this filter be replaced monthly to ensure the good working order of the unit.

To replace the filter:

Disconnect the power from the wall outlet.



Unscrew the cap a quarter-turn to the left, as indicated in the photo, and then pull it towards you.



Remove the used filter by detaching and discarding the cap.



Place the new filter (only one at a time) by folding the two pins and placing the cap back on.

ROLL HEADS ① ② ③ MAINTENANCE

For reasons of hygiene, the treatment heads must be cleaned regularly before and after every use, with the heads disconnected, using the supplied wipes or wipes soaked with an antiseptic, bactericidal and fungicidal solution.

To clean the **Roll** heads ① ②

1. Hold the head by the roller side.
Remove the rollers by pushing them out.
2. Remove the seal from treatment chamber.
3. Carefully clean the treatment chamber, the seal and the rollers with a wipe.
4. Put the seal back in place.
5. Push the rollers back in until you hear a "click".



To clean the **Roll** head ③

1. Holding the head in one hand, unclip the protective parts from each of the rollers and clean them using a wipe.
2. Remove the two seals by delicately removing them from their groove and then clean them carefully using a wipe.
3. Clean the treatment chamber and the rollers with a wipe.
4. Clip the protective parts to the forked seals and place both parts into the head. Apply slight pressure to the grooves to put everything into place.




LIFT HEADS [1] [2] MAINTENANCE


For reasons of hygiene, the treatment heads must be cleaned regularly before and after every use, with the heads disconnected, using the supplied wipes or wipes soaked with an antiseptic, bactericidal and fungicidal solution.

To clean the **Lift** head [1] [2] :

1. Hold the Lift head [1] or [2]. Pick up the disassembly tool [1] or [2], specific for each head and insert it, on its tapered side, in the removable flap area until you hear a "click".
2. Pull the tool out; the flap will come out as well.
3. Dismount the flap from the tool and clean it carefully with a disposable antiseptic wipe.
4. Hold the tool on its flat sides and mount the flap back on the tool.
5. Insert both in the treatment head until the bottom of the head is reached.



WHAT TO DO IF YOU HAVE A PROBLEM?

 **First make sure that you have clearly followed the instructions for installation and use beforehand (see pages 5, 6 and 7).**

If your machine is not functioning normally, before calling the Wellbox®[S] Customer Service, you are advised to perform the following checks:

- Have the precautions for use been followed?
- Is the machine plugged in to the power supply?
- Does the attachment plug correspond to your country's specific wall socket?
- Has the on/off button been pushed in?
- Has the Wellbox®[S] device not been used for five minutes?
- Is the display panel on?
- Is the filter clean and correctly mounted?
- Is the hose obstructed? Is it properly connected?
- Is the treatment head properly connected to the connecting hose?
- Are the treatment heads' components (seals, rollers, flaps) correctly mounted, clean and moveable?
- Is the control button for the motorized Roll head ③ easy to operate without effort?
- For safety reasons, do not dismantle the power supply or the device. Otherwise, the warranty will be voided.

If the problem continues after these checks have been completed, please contact the Wellbox®[S] Customer Service or an authorized distributor, indicating the device's serial number that appears on the barcode label at the bottom of the device (ex. MM21 51571234) and its operating time in hours (see page 4).

- www.wellbox.com
- For all requests for information or written complaints:
Wellbox®[S] Customer Service phone:
(toll-free in Europe only or +33 (0)4 75 78 69 00)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Size L x l x h.....	350 x 300 x 250 mm
Net weight.....	7,5 kg / 16,5 lbs
Power consumption.....	70 Watts
Class 3 device, maximum operating time per session: 30 minutes.	
Time required for your Wellbox®[S] device to warm up if it is stored at -25 °.....	9h00
Time required to cool your Wellbox®[S] device if it is stored at +70 °C.....	18h00
Lifetime.....	4 years
T° max on the surface of the head Roll n°3:.....	42,5°C
T°max on the surface of the rollers of the Head Roll n°3:.....	44,5°C

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF POWER SUPPLY

Manufacturer	Powerbox
Ref.....	EXM805121
Protection index.....	IP21
Electrical protection class	2
Electrical features:	
Input	100-240VAC 50/60Hz 1,4A
Output.....	24VDC 2,9A
Maximum set depression.....	350mBar

OPERATING ENVIRONMENTAL FEATURES

Temperature	+5°C à +40°C
Relative humidity.....	15% à 90% without condensation
Athmosperic pressure.....	700hPa to 1060hPa
(For use in a normally ventilated room).	

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS OF TRANSPORT AND STORAGE




















Temperature	-25°C to +70°C
Relative humidity.....	90% to 50hPa (without condensation)
Athmospheric pressure	500hPa à 1060hPa


Identification label



Type identification label subject to change to reflect changes to the device and the Wellbox's type. The label at the bottom of your Wellbox is the approved version.

Description of symbols

	Alternate current		Fragile, handle with care
	Continuous current		Not reverse
	Warning: refer to the additional documentation		Store the device somewhere protected from inclement weather
	Standby, moving from standby mode to full power		Temperature limits
	Notice		Relative humidity limits
	Dangerous voltage		Recyclable packaging, it is the subject of a sorting order
	This icon indicates that the unit was sold after August 13, 2005.		Recyclable packaging
	In conformity with the 2002/96/CE electronic waste directive, your device includes components that cannot be thrown away with standard household waste but must be disposed of by means of recycling.		Consult the accompanying documents
	At the end of the service life of your device, for proper recycling, return the device to your supplier or to a designated collection point. By doing so, you help the environment by contributing to the conservation of natural resources and the protection of human health.		Indoor use only
			Power supply connector polarity
			Double isolated
			Class 3

 The manufacturer reserves the right to change the technical specifications of the device.

Read this Installation and User Guide carefully and keep it.